

BellaVita™ Indication

- 皮肤管理治疗 | 水光注射, PRP, Placenta, Vitamin, Peptide
- 微整形 | Filler, Toxin, Derma Toxin
- 头皮·毛发管理 | Mesoalopecia, Hydro Toxin
- 体型管理 | LLD, PPC, HPL, Deoxycholic Acid 等

Skin Rejuvenation



BellaVita™ Aqua

含有多利多卡因 20mg，拥有交联技术的玻尿酸

给干燥的皮肤提供充足的水分，时刻保持水润感。
打造光滑水润的纯净皮肤。



CONTAC
CONTACKOREA Inc.
Creative Medical & Cosmetic Service

(株) 坤泰韩国 CONTACKOREA Inc.
本社地址: 韩国首尔市江南区论岾路151路46号
(新沙洞, 升智大厦1楼)
电话: 82-2-540-6440 传真: 82-2-540-6441
www.contacko.com contacko@contacko.com

Manufactured by CONTACKOREA Inc.
工厂地址: 韩国京畿道城南市中院区 Sagimakgol-ro124
SKn technopark Biz幢B119, B120号 13207
电话: 82-2-540-6440 传真: 82-2-540-6441
www.contacko.com contacko@contacko.com



NEW BellaVita™ I N J E C T O R

Skin Booster Drug Delivery System

贝拉微达水光机



BellaVita™

I N J E C T O R

BellaVita™ Human Technological Design
I N J E C T O R

BellaVita™ System Feature

I N J E C T O R



可定制式治疗

3种注射模式,按照药物特性可选择治疗模式。(纯玻尿酸,纯液体,玻尿酸+液体混合)



结合过滤器的针头

一次性专利针头,结合了一次安装一次性负压过滤器,防止异物等被吸入机器,施术更安全。



最少的药物流失

为了最大限度地降低漏液问题,使用超微调节功能的马达,设定了对应选择模式,强化功能,并且耐久性比较好。



强负压

低噪音,高负压,在治疗过程中可精准调节深度,并减少出血量。




操作简单

使用超大LCD屏幕,可调节发数,操作简单。


10.4inch Touch Screen Display in BellaVita™

I N J E C T O R



打造设计具有差别化的超大10.4inch触摸显示屏。宽屏画面,直观简洁,使机器操作更简便。

- 1 选择 (Filler, Solution, Filler+Solution)
- 2 声音开
- 3 声音关
- 4 重置
- 5 控制界面
- 6 M1, M2, M3 (记忆功能)
- 7 已打发数/清零
- 8 待机/准备



BellaVita™
I N J E C T O R

Multi-Needle 9pin



- 使用超细32G针头
- 使用一次性负压过滤器,更卫生更安全
- 改进了机器的构造,液体不会倒流,不会漏液

