

 施术前后对比图



皮肤美白

皮肤保湿



皮肤再生

皮肤弹力

- Ref.
 1) Arthritis Rheum. 2011 Nov;63(11):3364-71. doi: 10.1002/art.30538.
 2) J Korean Med Sci. 2014 Nov;29 Suppl 3:S222-7. doi: 10.3346/jkms.2014.29.S3.S222. Epub 2014 Nov 21.
 3) Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Dec 1;69:554-60. doi: 10.1016/j.msec.2016.06.094. Epub 2016 Jul 1.
 4) Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2009 Oct;7(4):313-21.
 5) Wound Repair Regen. 2008 Mar-Apr;16(2):208-17. doi: 10.1111/j.1524-475X.2008.00361.x.
 6) J Clin Endocrinol Metab. 2014 May;99(5):E746-53. doi: 10.1210/jc.2013-3569. Epub 2014 Jan 31.

贝拉微达 PDRN 逆龄针

水光新概念, 贝拉微达PDRN逆龄针

含三文鱼DNA (PDRN)

的超级土豪水光针 效果迅速、显著、持久.

从根本上改变肌肤, 逆转肌肤的年龄




BELLAVITA™
P D R N
 Repairing Damaged Dermal Cells
 修复受损真皮细胞




BELLAVITA™
P D R N

贝拉微达 PDRN 逆龄针

水光新概念, 贝拉微达PDRN逆龄针

效果迅速、显著、持久!

含三文鱼DNA (PDRN)的逆龄水光针

从根本上改变肌肤, 逆转肌肤的年龄

CONTAC 

(株) 坤泰韩国 CONTACTKOREA Inc.
 本社地址: 韩国首尔市江南区论岾路151路46号
 (新沙洞, 升智大厦1楼)
 电话: 82-2-540-6440 传真: 82-2-540-6441
 www.contacko.com contacko@contacko.com

Manufactured by CONTACTKOREA Inc.
 工厂地址: 韩国京畿道城南市中院区 Sagimakgol-ro124
 SKn technopark Biz幢B119, B120号 13207
 电话: 82-2-540-6440 传真: 82-2-540-6441
 www.contacko.com contacko@contacko.com







PDRN是什么?

PDRN(Poly Deoxy Ribo Nucleotide)是从三文鱼精子(Salmon Sperm)中提炼而出,是一种与人体DNA高度重合的DNA,不仅可以用于组织损伤治疗,抗炎作用,细胞增殖,细胞外基质形成,血管再生术等医疗用途中,还可以从根源上改善肌肤问题。

- ✓ 抗炎作用
- ✓ 激活生长因子,促进细胞增殖
- ✓ VEGF助于血管新生,而改善血液循环(供给营养物质并排泄老化物)
- ✓ 通过补救合成途径,促进细胞再生
- ✓ 促进Fibroblast分泌、组织再生



贝拉微达PDRN逆龄针-见证皮肤修复的奇迹



贝拉微达 PDRN逆龄针的特点

1 奇迹般的皮肤再生效果 - PDRN

PDRN是从与人体DNA高度重合的三文鱼精子中提炼而出,可以激活肌肤自愈能力,刺激肌肤内部不断生成生长因子。激活肌肤再生能力,改善肌肤内部环境状态,复原肌肤原有构造,让肌肤恢复弹性,重现健康状态。

2 显著的美白效果 - 谷胱甘肽

谷胱甘肽是地球上最强的抗氧化物质之一,它是人体内自然生成的物质,具有强化人体内免疫系统的作用。在体内抑制酪氨酸酶的形成,持续的抑制黑色素生成,具有提亮美白肌肤的效果。

3 最佳保湿效果 - 透明质酸

透明质酸是可吸收并存储比自重重1000倍水分的水分集合体,是大自然中最好的亲水性物质。

4 减少痛症 - 利多卡因

产品含有局部麻醉剂利多卡因,缓解注射痛症。

5 术后立即感受效果

术后可立即感受因皮肤再生,美白,保湿三种主要成分构成的多重效果。

施术对象

- ✓ 想要改善暗沉肌肤,提亮肤色的人群
- ✓ 想要恢复损伤的皮肤保护膜,从根源上激活皮肤再生能力的人群
- ✓ 想要恢复年轻健康肤质的人群
- ✓ 想要增加皮肤密度弹性的人群
- ✓ 想要有效改善可见的细小皱纹的人群
- ✓ 想要拥有弹力水嫩肌肤的人群

效果显著的三文鱼DNA,促进细胞生长!

感受三文鱼DNA在您肌肤中,修复受损细胞带来的美妙感觉吧。



逆龄针 2.5cc X 2ea / Box

三文鱼PDRN 2%
交联透明质酸 10mg/cc
谷胱甘肽 2mg/cc

治疗程序

适用于面部、颈项等部位的治疗
施术需与水光机配合使用
一个疗程分2~3次进行治疗,四周治疗1次。

注射型高浓度PDRN



逆龄溶液 3.3 ml X 5 Vial / Box

三文鱼PDRN 0.5%
交联透明质酸 5mg/cc
谷胱甘肽 2mg/cc

治疗程序

适用于面部、颈项等部位的治疗
施术需与微针,水光机等配合适用
一个疗程分5次进行治疗,一至两周治疗1次。

MTS,水光注射用

